

Bestellschein für Wundmanager - DECKBLATT

Familienname	Vorname	Versicherungsnummer 10-stellig
Hauptversicherte/r (nur auszufüllen, wenn Patient/in Angehörige/r ist)		

Bestellung an:	Allgemeine Verwaltung der Burgenländischen Gebietskrankenkasse 7000 Eisenstadt, Esterhazyplatz 3 Tel: 02682 / 608 - DW 1903 und 1905 Fax: 02682-608-411902
----------------	---

Wunddokumentation: Ist unbedingt auszufüllen, da ansonst keine termingerechte Bestellung möglich!
Diagnose laut behandelndem Arzt
Wundgröße und Tiefe
Wundgrund (fibrinös, nekrotisch,...)
Exsudationsausmaß (trocken, feucht, nass,...)
Wundrand (Wundumgebung)
Infiziert ?
VW ca. alleTage

Datum, Stempel und Unterschrift des Wundmanagers:	Für die Behandlung verantwortlicher Arzt: Vertragspartnernummer

Bestellschein für Wundmanager

Artikel-Liste per Feber 2010 (Basis Wundkonzept PELLEGRINUS der KRAGES nach ZWM®-Konzept G.Kammerlander)

Patientenname:

Legende – Kostenerklärung

Der Preisspiegel zeigt uns lediglich wie sich das Kostenverhältnis innerhalb derselben, oder bei Einzelartikeln, der nächstgelegenen, ähnlichen Gruppe, verhält.

Der Spiegel sagt nichts über den tatsächlichen Wert in EURO aus.

Damit soll das Kostenbewusstsein beim Anwender geschärft werden.

- +/- sehr günstiger Artikel / Methode
- + günstiger Artikel / Methode
- ++ teurer Artikel / Methode
- +++ sehr teurer Artikel / Methode
- ++++ überdurchschnittlich teurer Artikel / Methode

Legende: WRL=Wundreinigungslösung, WU=Wundumgebung (Wundrand), WF=Wundfüller, WA=Wundabdeckung
HP=Hautpflege, FB=Fixierbinde, KP=Kompression, LAG=Lagerung

1. Wundreinigungslösung - WRL

1a) Neutrale Wundspüllösung

Neutrale Wundspüllösung. Achtung - nach Anbruch innerhalb von 24h aufbrauchen - nachher vernichten!

+/-	1	NaCl 0,9 %	500 ml
+/-	1	Ringerlösung Glus	500 ml

1b) Wundspüllösung mit keimreduzierenden Eigenschaften

Milde Wundspüllösung mit 0,1% Polihexanid, zur wiederholten Anwendung an Wunden. Optimale Keimreduktion ab 15-20min Einwirkzeit. Sehr gut verträglich auch an chronischen Wunden. Gut kompatibel mit Wundfüllern. **Inkompatibel mit Knorpel.**

+	1	Prontosan W	350 ml
---	---	-------------	--------

1c) Antiseptikum mit breiter antibakterieller, antimykotischer, viruzider Wirkung

Hochkonzentrierte (10%), standardisierte Wund und Hautdesinfektion. Zum Desinfizieren von Klammerstellen bzw. zur praeoperativen Hautdesinfektion. Nur kurzzeitig (unter 1 Woche) an Wunden anwenden. Auch **mit Knorpel kompatibel.**

An chronischen Wunden bei Infekten auf 1% verdünnen und dafür 20 Minuten als Umschlag einwirken lassen (alle 5 Minuten nachässen).

+	1	Betasisadona Wunddesinfektion	100 ml
---	---	-------------------------------	--------

2. Wundumgebung (Wundrand) - WU

Hochwertige Zinkschutzcreme ohne Lanolin, ohne typ. Konservierungsstoffe, ohne Duftstoffe. Sehr gut geeignet als Wundrandschutz oder generell bei irritierten, juckenden oder mazerierten Hautarealen. Trocknet nicht ein! Leicht entfernbar.

Reich an Aloe vera, Bisabolol, Ceramid, Dexpanthenol, Nachtkerzenöl, Urea, Vitamin E und Zincum oxydatum.

+/-	1	dline ZCR®-ZincCream	50 g
-----	---	----------------------	------

3. Wundfüller - WF

3a) Alginat Wundfüller (WF)

Indikation: fördert die Wundreinigung bei Fibrinbelägen, granulationsfördernd, blutstillend.

Stabile (auch nach Quellung) Alginatkompressen. Kompatibel mit Wundgelen und Prontosan W Lösung. Regt die Wundreinigung und die Granulation an. Blutstillung wird durch Calcium Freisetzung gefördert.

+	30	SeaSorb Soft	5 x 5
+	10	SeaSorb Soft	10 x 10
+	10	SeaSorb Soft	15 x 15

3b) Alginat Tamponade (WF)

Grundsätzlich wie unter Alginat Wundaufgabe beschrieben. Unterschied - es liegt hier eine "zopfförmige" Form eines Alginates vor.

+	5	Kaltostat	2 g
---	---	-----------	-----

Bestellschein für Wundmanager -

Artikel-Liste per Feber 2010 (Basis Wundkonzept PELLEGRINUS der KRAGES nach ZWM®-Konzept G.Kammerlander)

Patientenname:

3c) Hydrofiber, Hydrofaser Wundfüller (WF) und Wundrandschutz (WU)

Indikation: Wundrandschutz; Hydrofaser entquell mazerierte Wundumgebung insbesondere kombiniert mit ZCR®-ZincCream; Zum Fixieren von Wundgel unter HCV. Möglicher Träger für flüssige Wundtherapeutika wie z.B. Lokalanästhetika oder als Träger z.B. Cortison (Kenacort, Volan A) bei Hypergranulationen.

+	10	Aquacel steril	5 x 10
+	10	Aquacel steril	10 x 12

3d) Wundgel, Hydrogel (WF)

Mildes Polihnidgel 0,1% für kritisch kolonisierte und infizierte Wunden in Kombination mit z.B. Alginat, Hydrofaser.

	1	Prontosan W Gel	30 ml
--	---	-----------------	-------

Biosynthetische Faser mit 0,3 % Polihexanid. Gut geeignet bei oberflächlichen, zu trockenen Wunden zum mehrtägigen Rückfeuchten. Gelartige Faser auf Wunde und Umgebung legen (Umgebung vorher mit ZCR-ZincCream schützen) und dann mit Folie fixieren. Tragezeit 2-3 Tage. Zum feucht halten von Wundspalten im (chirurgischen Bereich) - hier kann auch mit sterilen Kompressen abgedeckt werden.

Der Anteil von 0,3 % Polihexanid ist breit antibakteriell und antimykotisch wirksam.

++	5	Suprasorb X+PHMB	5 x 5 cm
++	5	Suprasorb X+PHMB	9 x 9 cm

3e) Kollagen

Denaturiertes Kälberkollagen aus der Haut des Rindes. Blustillend. Dient als Wandermatrix für Fibroplasten und Basalzellen.

Fördert Granulation/Epithelisierung. Leicht anfeuchten vor dem Applizieren. Wird resorbiert an der Wunde! Tragezeit 1-3 Tage.

+	3	Biopad	5 x 5
---	---	--------	-------

3f) Silberhaltige Wundtherapeutika (WF) - bei Wundinfektionen

Die Indikation für Silberprodukte ist die infizierte oder kritisch kolonisierte Wunde.

Rasch und intensiv freisetzende Silberauflage mit nanokristallinem Silber. Immer vor Gebrauch **mit Aqua bidestillata benetzen**.

Kurzzeitanwendung -> Anwendung unter 1 Woche. Bei schweren lokalen Infekten. Einstiegprodukt bei schweren Infekten.

++	5	Acticoat Flex 3	10 x 10
++	12	Acticoat Flex 3	10 x 20

Hydrofaser mit **milder Silberfreisetzung**. **Auch als Palliativtherapie über längere Zeit möglich.**

++	10	Aquacel AG Komresse steril	10 x 10
++	5	Aquacel AG Komresse steril	15 x 15

3g) Traditionelle Wundfüller/Wundabdeckung - Typ Fettgaze (WF)

Grobmaschige Fettgaze zum Schützen von Transplantaten (ab dem 2.VW).

+/-	1	Jelonet - Rolle	15 x 2 m
-----	---	-----------------	----------

Grobmaschige Fettgaze zum Schützen von Transplantaten (ab dem 2.VW).

+/-	10	Lomatüll (grobmaschig)	10 x 10
-----	----	------------------------	---------

4. Wundabdeckung - WA

4a) Hydrokolloidverband (WA)

Hydrocoll thin ist ein rasch haftender, flexibler, dichter, dünner Hydrokolloidverband.

Indikation: Optimal um Wundgele zu okkludieren. Sehr gut auch in der Schlussphase der Wundheilung, in der Epithelisierungsphase (den HCV hierzu meistens direkt auflagen, für 5-7 Tage pro Anwendung). Sehr flexibel und formbar. Sehr dicht - nur für trockene bis leicht feuchte Wunden.

+	10	Hydrocoll thin	10 x 10
---	----	----------------	---------

4b) Schaumstoffwundaufgabe (WA)

Allevyn ist ein sehr gut polsternder Schaumstoffverband mit einem geringeren MVTR aber raschem Sogvermögen.

Geeignet für feuchte Wunden. Meistens mit Wundfüller unterlegt (Alginat, Hydrofaser,...).

Allevyn heel speziell für den Fersenbereich.

+++	5	Allevyn heel	10,5 x 13,5
-----	---	--------------	-------------

Allevyn sacrum speziell für den Sacralbereich.

++	10	Allevyn sacrum	22 x 22
----	----	----------------	---------

Bestellschein für Wundmanager -

Artikel-Liste per Feber 2010 (Basis Wundkonzept PELLEGRINUS der KRAGES nach ZWM®-Konzept G.Kammerlander)

Patientenname:

Allewyn adhesive mit hoher Haftkraft und guter Polstereigenschaft. Sehr stabiler Schaumstoff selbst unter Druck- und Scherkräften.

++	10	Allewyn Adhesive	7,5 x 7,5
++	10	Allewyn Adhesive	12,5 x 12,5
++	10	Allewyn Adhesive	17,5 x 17,5

Schaumstoffverband mit Silikonhaftmatrix plus Superabsorberkissen. Sehr milde Haftung. Kontrollierte Resorption.

Geeignet für **schwach exsudierende bis nasse Wunden!** Hohe Abdunstung (ca.5000 MVTR).

++	5	Mepilex Border	10 x 10
++	5	Mepilex Border	15 x 20

4c) Singel Use Wundverband - spezieller Schaumstoffverband (WA)

Schaumstoffverband zur Anwendung ohne Wundfüller mit Poloxamer, Maisstärke und Glycerin. Dadurch wird ein reinigender und zellschützender Film aus dem Schaumstoff, nach Exsudataufnahme, in die Wunde abgegeben. Sehr langsame Abdunstung. Geeignet bei **leicht exsudierenden bis feuchten Wunden**. Bei zu trockenen Wunden mit Prontosan anfeuchten!

++	10	PolyMem Max non adhesive	11 X 11
----	----	--------------------------	---------

4d) Hydrokapillarverband (WA)

Superabsorbierender Wundverband mit Folienabschluss - dadurch keimdicht. Bei nassen Wunden geeignet mit Wundfüller.

++	10	Alione adhesive	10 x 10
++	10	Alione adhesive	15 x 15

4e) Silberhaltige Wundabdeckungen (WA) - bei Wundinfektionen

Die Indikation für Silberprodukte ist die infizierte oder kritisch kolonisierte Wunde.

Schaumstoff mit **mittelstarker** Silberfreisetzung. Anwendung bis max. 14 - max.21 Tage. Meistens reichen 4-7 Tage.

++	5	Biatain AG nicht haftend	10 x 10
++	5	Biatain AG nicht haftend	15 x 15
++	5	Biatain AG nicht haftend	10 x 20
++	5	Biatain AG nicht haftend	20 x 20
++	5	Biatain AG haftend	12,5 x 12,5
++	5	Biatain AG haftend	18 x 18

5. Hautpflege - HP

Hochwertige Hautpflege ohne Lanolin, ohne typ. Konservierungsstoffe. Indikation ist normale bis trockene Haut.

Reich an Aloe vera, Glycerin, Urea und Vitamin E.

+/-	1	dline BL®-BasicLotion	200 ml
-----	---	-----------------------	--------

Hochwertige Hautpflege ohne Lanolin, ohne typ. Konservierungsstoffe und ohne Parfum. Indikation ist normale bis sehr trockene Haut. Speziell für Polyallergiker gut geeignet. Reich an Aloe vera, Bienenwachs, Glycerin, Vitamin E und Zink. Juckreizmindernd!

+	1	dline CC®-CoolingCream	200 ml
---	---	------------------------	--------

6. Kompressionstherapie - Kompressionsmaterial - KP

6a) Unterpolsterungsvlies Kurzzug

Synthetische "Polsterwatte" - Polstervlies zur Optimierung der Kompressionstherapie und zum Schutz vor unnötigen Druckstellen unter Verbänden. Erhöht den Komfort und mindert art. Probleme unter Kompressionsverbänden, verbessert das Laufverhalten.

+/-	50	Rolta Soft	6 cm
+/-	30	Rolta Soft	10 cm

6b) Kompressionsbandagen

Hochwertige Baumwoll-Kurzzugbandagen. Sehr gut geeignet bei Ödemen - insbesondere mit Vliesunterpolsterung!

+	1	Rosidal Kurzzugbinde	8 x 5 m
+	1	Rosidal Kurzzugbinde	10 x 5 m

Feine Langzugbinde mit geringer Rückstellkraft. Geeignet für milde Kompression beim Liegen oder bei der Oberschenkelkompression.

+	1	Perfekta Fein Langzugbinde	10 x 7
+	1	Perfekta Fein Langzugbinde	10 x 5
+	1	Perfekta Fein Langzugbinde	8 x 5 m

Bestellschein für Wundmanager -

Artikel-Liste per Feber 2010 (Basis Wundkonzept PELLEGRINUS der KRAGES nach ZWM®-Konzept G.Kammerlander)

Patientenname:

7. Klassische Verbandstoffe - trockene Verbandstoffe

7a) Mullkompressen

	100	Gazin 8-fach gelegt unsteril	7,5 x 7,5cm
	100	Mulltupfer 17fdg 8-fach steril	10 x 10

7b) Vliesstoffkomprese

Vliesstoffkomprese. Saugstark, anschmiegsam. Leicht dehnbar. Resorptionskraft Stufe 1.

+/-	100	Vliwasoft 6-fach	10 x 10
+/-	100	Vliwasoft 6-fach	10 x 20

7c) Absorberkompressen

Absorbierende Wundauflage mit Vlies als zusätzliche Saugschicht im Inneren. Resorptionskraft Stufe 2.

+/-	60	Vliwazell steril	10 x 10
+/-	30	Vliwazell steril	10 x 20
+/-	1	Stepcel Wundaufgabe gerollt	15 x 25 m

7d) Superabsorberkompressen

Superabsorbierende Wundaufgabe mit Polyacrylaten als zusätzliche Supersaugschicht im Inneren. Resorptionskraft Stufe 3.

+	25	DryMax extra	10 x 20
+	25	DryMax extra	20 x 20

7f) Stieltupfer

-	50	Raucotupf Stieltupfer großer WAKO	
-	100	Raucotupf Stieltupfer großer WAKO steril	
-	100	Raucotupf Stieltupfer kleiner WAKO	
-	200	Raucotupf Stieltupfer kleiner WAKO steril	

7e) Gazebinde - elastisch (FB)

Elastische Mullbinde zum Fixieren von Verbandstoffen - ohne Selbsthaftung.

-	20	Raucolast	8 cm x 4 m
---	----	-----------	------------

7f) Kohesive - selbsthaftende Binden (FB)

Kohesive (auf sich selbst) Binde zum Fixieren von Verbänden (ohne Zug/Druck) oder zur Verstärkung und Zusatzfixierung von Kompressionsbandagen (mit mittlerem Zug).

	1	Mollelast haft	10 x 20 m
	1	Mollelast haft	8 x 20 m

Baumwollschlauchverband als Hilfe beim Verbinden (Fixieren) im Kopfbereich oder als Hautschutz bei Vliespolsterbinden etc.

Bei Salbenverbänden als Schutzverband über die Creme-/Salbenschicht.

+/-	1	TG – Schlauchverband	5
+/-	1	TG – Schlauchverband	7
+/-	1	TG – Schlauchverband	9

8. Folienfixierverband, Pflaster, Pflasterverband

8a) Folienverband zum Fixieren von Verbandstoffen mit Wasserschutz

Polyurethanverband mit mittlerer Wasserdampfdurchlässigkeit (ca. 2000 MVTR) zum Fixieren von Verbandstoffen.

Basiert auf einer speziellen Gel-Acrylyat Haftgrundlage. Haftet sehr gut und mild und lässt sich nach 1 bis mehreren Tagen sehr leicht entfernen!

+/-	1	XTRATA Perme-Roll	5 cm x 10 m
	100	XTRATA Perme-Aid	6 cm x 9 cm
	50	XTRATA Perme-Aid	10 cm x 13,5 cm

8b) Vliespflaster

Sehr gut verträgliches und gut haftendes Vliespflaster mit Acrylatklebefläche, für normale bis leicht empfindliche Haut.

+/-	1	Micropore	2,5 x 9
-----	---	-----------	---------

Bestellschein für Wundmanager -

Artikel-Liste per Feber 2010 (Basis Wundkonzept PELLEGRINUS der KRAGES nach ZWM®-Konzept G.Kammerlander)

Patientenname:

8c) Seidenacetatpflaster

"Seidenpflaster" mit milderer Haftung als wie Micropore. Etwas teurer aber sicherer bei sensibler Haut.

+	1	Leukosilk	1,25 x 5 m
+	1	Leukosilk	2,5 x 5 m

8d) Vliespflaster - Verband

Leicht elastischer Pflasterverband mit sehr hoher Haftkraft. Nicht geeignet auf atropher Haut oder in unmittelbarer chronischer Wundumgebung. Verletzungsrisiko sensibler Haut deutlich höher als wie bei Vliespflaster oder Seidenpflaster!

+/-	1	Fixomull stretch	10 x 10
+/-	1	Fixomull stretch	15 x 10

9. Geruchsmindernder, palliativer Verbandstoff

Palliativer, antibakterieller und geruchsmindernder Wundverband. Abdeckung meistens mit Kompressen.

+++	10	Actisorb Silver 220	10,5 x 10,5
-----	----	---------------------	-------------